

LAS KIT (IHLSR5NK)

Kit Sinusale ad approccio laterale

- Kit ottimizzato per approccio laterale durante la chirurgia del seno mascellare
- Le frese **Dome** e le frese **Core** realizzano una finestra laterale in sicurezza; disponibili nelle misure Ø5.5 e Ø7.0
- Gli stop di sicurezza presenti nel LAS KIT permettono di ottenere una finestra laterale senza perforazione della membrana

Velocità frese (utilizzo max 50 volte)

- Frese Dome e Core: 1200 -1500 Rpm

