

Ceramica ibrida altamente estetica: VITA ENAMIC® multiColor

Pregi del materiale invariati!

Dal 2013 VITA ENAMIC si è consolidato come materiale per restauri funzionali e come soluzione altamente estetica. L'esclusiva struttura con i rispettivi vantaggi non cambia. Un blocchetto in ceramica feldspatica a struttura microfine presinterizzata porosa (86 % in peso) viene infiltrato con un polimero (14 % in peso). Ne risulta un materiale CAD/CAM robusto, che si lavora in modo veloce e semplice. Con questo materiale chiunque si trova a suo agio. E' sufficiente rifinire e lucidare: fatto! Nessuna cottura in forno, all'occorrenza sono possibili individualizzazioni con composito – un vantaggio economico per ogni laboratorio e ogni studio odontoiatrico. L'inserimento viene effettuato con metodo adesivo, eseguendo una mordenzatura con acido fluoridrico ed una silanizzazione, come per la ceramica feldspatica.



Fig. 1: VITA ENAMIC multiColor: tutti i pregi operativi e clinici di VITA ENAMIC sono ora disponibili con un andamento cromatico naturale in sei strati finemente sfumati dall'area cervicale al bordo incisale.

Vantaggi clinici per il paziente

La componente ceramica dominante nella struttura a reticolo duale assicura stabilità ed estetica, il reticolo polimerico compenetrato consente una flessibilità simile alla dentina. Si ha un assorbimento delle forze di masticazione con arresto della propagazione di fessure all'interfaccia con la ceramica. Si evitano chipping e fratture, ed inoltre il materiale può essere fresato in spessori più sottili rispetto ai materiali CAD/CAM in ceramica integrale rendendo possibili riabilitazioni minimamente o non-invasive. Per l'effetto di ammortizzazione pazienti e clinici riferiscono un confort d'uso estremamente piacevole. Soprattutto nel caso di ricostruzioni totali pazienti con problemi funzionali possono avere beneficio dagli spessori sottili e dall'assorbimento delle forze di masticazione. Anche in implantologia l'azione di ammortizzazione è vantaggiosa, perché in questo caso manca l'apparato delle fibre elastiche. La proprietà di assorbimento delle forze di VITA ENAMIC serve a compensare

l'ancoraggio anchilotico dell'impianto. Si hanno scarico dell'osso e rispetto dell'antagonista, agevolando il successo clinico nel lungo periodo.

Alta estetica senza individualizzazione!

Tutti i noti pregi di VITA ENAMIC sono ora disponibili anche in versione altamente estetica! Nuovo è l'andamento cromatico integrato, fedele al modello naturale, in sei strati finemente sfumati dall'area cervicale al bordo incisale. Il risultato: VITA ENAMIC multiColor! Anche senza individualizzazione il materiale con struttura a reticolo duale consente di realizzare restauri monolitici singoli, altamente estetici per il settore frontale e posteriore. Con il workflow digitale le riabilitazioni estetiche si eseguono in modo più veloce e semplice, diventando una soluzione interessante per una categoria più ampia di pazienti.



Fig. 2: VITA ENAMIC multiColor consente ora riabilitazioni monolitiche singole, altamente estetiche per il settore frontale e posteriore anche senza procedure di individualizzazione.

VITA® ed i prodotti VITA citati sono marchi registrati della VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germania.

In caso di stampa inviare una copia.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

La VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG è un'azienda familiare gestita dalla quarta generazione di imprenditori. Produce e distribuisce da 92 anni prodotti innovativi con i massimi standard qualitativi per l'odontoiatria e l'odontotecnica. Nella sede di Bad Saeckingen (Germania) sono occupati ca. 770 collaboratori di 20 nazionalità. Attualmente i settori di competenza VITA comprendono impianti in ceramica, denti in resina e materiali di rivestimento estetico, blanks CAD/CAM e ceramiche pressabili, fino a forni e materiali per odontoiatria. Tutte le soluzioni di prodotto VITA sono soggette ad un concetto di sistema consequenziale e integrate in processi globali efficienti. Anche per quanto riguarda la determinazione del colore dei denti VITA continua ad essere pioniere in odontoiatria. In tutto il mondo quattro determinazioni del colore su cinque vengono effettuate con lo standard cromatico VITA, perché gli strumenti VITA per la determinazione, comunicazione ed il controllo analogico e digitale (ad es. VITA Easyshade V) assicurano una corrispondenza cromatica perfetta. Utilizzatori di oltre 125 paesi possono contare sul supporto e la consulenza per l'attività quotidiana e su un interessante programma corsi VITA internazionale.

Il vostro interlocutore PR

Björn Kersten

Responsabile Corporate Communications & Public Relations

Telefono + 49 (0) 7761 562 584

Cellulare + 49 (0) 151-6240 5674

E-mail: b.kersten@vita-zahnfabrik.com

Homepage: www.vita-zahnfabrik.com

Rebecca Linge

Coordinatrice contatti con la stampa

Telefono + 49 (0) 7761 562 210

Fax + 49 (0) 7761 562 233

E-mail: r.linge@vita-zahnfabrik.com